

フレックスタッチ®を使用されている方へ

毎日のインスリン投与、 本当にできているかどうか 不安に感じたことはありませんか？



そういえば、
今日注射
したっけ…

インスリンペン型注入器に
取り付けたマリヤ®

それ、Mallyaが 記録してます。

マリヤ®の機能

- 注入ボタンを押したときの日付と時間、設定単位数を記録します。
- スマートフォンとBluetooth®で接続し、上記の情報をスマートフォンの対応モバイルアプリケーションに送信します。

マリヤ®は非医療機器のため、患者さんの自己負担となります。

マリヤ®が使用可能な製剤一覧



フィアスプ®注
フレックスタッチ®



ノボラピッド®注
フレックスタッチ®



ライソデグ®配合注
フレックスタッチ®



トレシーバ®注
フレックスタッチ®



ゾルトファイ®配合注
フレックスタッチ®

マリヤ®はフレックスタッチ®にのみ使用可能です。複数のフレックスタッチ®を使用している場合は、1種類のフレックスタッチ®につき、1個のマリヤ®を装着してください。



BICORP
— a novo nordisk company

Mallya

マリヤ®はAmazon.co.jpでも購入いただけます

- 調剤薬局等での注文だけでなく、
オンラインでの購入も可能
- **最短2日** (地域や配送状況により異なります) で
お手元に配送



こちらで提供中
amazon



マリヤ®の詳しい情報は
こちらからご確認いただけます。



マリヤ®に関するお問い合わせ (治療内容に関しましては、主治医にご相談ください)

ノボケア相談室 (マリヤ®専用)



月曜日から金曜日*
(祝日・会社休日を除く)



0120-180710


※ 受付時間は午前9時～午後5時です。



製造業者

BIOCORP PRODUCTION

La Bechade ZI de Lavaur
63500 Issoire, France



販売業者および輸入業者

ノボ ルディスク ファーマ株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1
www.novonordisk.co.jp